

研磨機 ドクターラップ ML-180

製造元	株式会社マルトー
仕様	試料ホルダー： ケンビ 65 (MKJ-65)、TEM 用ケンビガイド (MKJ-3-20)
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・1 階 118 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 鹿住健司 075-753-5474 kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp
キーワード	研磨、試料作製、TEM、SEM
機器コード	0000103014
自由記入欄	試料を手で保持するのではなく、ホルダーに貼りつけた状態で研磨するタイプの回転研磨機である。電子プローブ微小分析のための平行・鏡面研磨や、TEM (透過電子顕微鏡) 試料作製における研磨などに用いることができる。

